

Air Curtain\* oder Bypass Luftbewegung\*\*, 1500 mm/1800 mm/2100 mm/2400 mm



HD-1500S

## HD / HD-C

### Geeignet für:

- erforderliches Equipment zur Luftreinhaltung

### Technische Merkmale:

- verunreinigte Luft und giftige Gase werden durch eine Rohrstruktur geleitet; nur die gereinigte Luft wird in die Atmosphäre abgegeben, nachdem Kontaminationsstoffe entfernt wurden
- PVC für eine exzellente Säure- & Chemikalienbeständigkeit
- mit Luft- Gas- und Wasseranschluss, Abfluss, explosionsgeschützter Lampe, Anschlussdose und Mehrzweckgehäuse
- integrierter Gaswäscher: mit Zirkulationspumpe, Wasserlevelanzeige, Wassertank, Rauchringfilter, Entnebler, Wassersprühdüse, pH-Indikator/Bedienungsfeld
- angesäuertes Wasser wird neutralisiert
- der aktuelle pH-Wert in Wassertank kann über das pH-Meter Display überprüft werden
- ein Gasaustritt nach außen wird komplett blockiert

Modell	HD-1500S	HD-1800 S	HD-2100S	HD-24000S
	Bypass Luftbewegung			
	HD-C1500S	HD-C1800 S	HD-C2100S	HD-C24000S
	Air Curtain Luftbewegung			
Rohrgröße	Ø200 mm		Ø250 mm	
Schieberahmen & Fenster	PVC, klares PVC			
Gehäuse	Mehrzweckgehäuse			
Lampe	Explosionsschutzlampe, 2 x 20W			
Anschlüsse	1 x Luft-, Gas- und Wasseranschluss			
Anschlussdose	2 x 220V und 2 x 110V			
Zirkulationspumpe	integrierte Magnetpumpe, 1 Phase, AC 220 V, 1/3 PS			
Wassersprühdüse	6 mm PVC-Düse			
Material	Innen, Außen, Arbeitsfläche: PVC Fenster: klares PVC pH-Indikator/Bedienungsfeld, Entnebler: PP			
Maße innen (B x T x H)	1500 x 800 x 2200 mm	1800 x 800 x 2200 mm	2100 x 800 x 2200 mm	2400 x 800 x 2200 mm
Netzanschluss	1 Phase, AC 220V / 60 Hz			
Bestellnummer Bypass Luftbewegung	DH.WHD02515	DH.WHD02518	DH.WHD02521	DH.WHD02524
Bestellnummer Air Curtain Luftbewegung	DH.WHD02615	DH.WHD02618	DH.WHD02621	DH.WHD02624

\***Bypass Luftbewegung:** Nach der Ansaugung der Innenluft wird das Gas nach außen geleitet.

\*\***Air Curtain Luftbewegung:** Die Außenluft wird durch den Luftvorhang in die Frontkammer gesaugt und das Gas wird umgewälzt.

Optionales, externes Gebläse

Artikel	Bestellnummer
HDBL0011	DH.WHD10011