

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.012.253 TR

Burettes AS

Büretten AS



Batch No. 38-15

Code: 83490

Testvolumen / Test volume:	25.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	25.0052 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Testvolumen / Test volume:	15.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	15.0034 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Testvolumen / Test volume:	5.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	5.0013 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385.
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 19.06.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

ISO 9001
CERTIFIED