

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.715.010

Graduated cylinders A Messzylinder A




Batch No. 4212

Code: 76532


Testvolumen 20.0000 ml Variationskoeffizient
Test volume: Coefficient of variation: 0.7794 %

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit
Tolerance: Accuracy: 0.1020 %




Testvolumen 60.0000 ml Variationskoeffizient
Test volume: Coefficient of variation: 0.1981 %

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit
Tolerance: Accuracy: 0.0911 %



Testvolumen 100.0000 ml Variationskoeffizient
Test volume: Coefficient of variation: 0.1103 %

Toleranz 0.5000 ml Richtigkeit
Tolerance: Accuracy: 0.1070 %




Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 22.10.2012



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**