






## Qualitätszertifikat / Certificate of performance

<b>Cat. No.</b> <b>3.715.100 BL</b>		Grad. cylinder A	Messzylinder A	
Batch No. 03-16		Code: 82215		
Testvolumen Test volume:	200.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.4263 %	
Toleranz Tolerance:	5.0000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.2910 %	
Testvolumen Test volume:	600.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0810 %	
Toleranz Tolerance:	5.0000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0602 %	
Testvolumen Test volume:	1000.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0945 %	
Toleranz Tolerance:	5.0000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0367 %	
<small>Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788                  These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788</small>				
Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S		Datum / Date: 19.01.2016		
Prüfer / Operator: 4				
	Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 <a href="http://www.witeg.de">http://www.witeg.de</a>		<b>ISO 9001 CERTIFIED</b>	