

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.715.100**

Graduated cylinders A      Messzylinder A




Batch No. 39-15

Code: 82053


Testvolumen                      200.0000 ml      Variationskoeffizient  
Test volume:                      200.0000 ml      Coefficient of variation:                      0.5059 %

Toleranz                              5.0000 ml      Richtigkeit  
Tolerance:                              5.0000 ml      Accuracy:                              0.0082 %




Testvolumen                      600.0000 ml      Variationskoeffizient  
Test volume:                      600.0000 ml      Coefficient of variation:                      0.1213 %

Toleranz                              5.0000 ml      Richtigkeit  
Tolerance:                              5.0000 ml      Accuracy:                              0.0319 %



Testvolumen                      1000.0000 ml      Variationskoeffizient  
Test volume:                      1000.0000 ml      Coefficient of variation:                      0.0952 %

Toleranz                              5.0000 ml      Richtigkeit  
Tolerance:                              5.0000 ml      Accuracy:                              0.0579 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LC 6200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 29.09.2015



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**

