

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.754.005 BL

Mischzylinder A


Graduated cylinder A




Batch No. 10-17

Code: 83205


Testvolumen	10.0000 ml	Variationskoeffizient	0.6597 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.5000 ml	Richtigkeit	-0.1623 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	30.0000 ml	Variationskoeffizient	0.1268 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.5000 ml	Richtigkeit	-0.0731 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	50.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0458 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.5000 ml	Richtigkeit	-0.0602 %
Tolerance:		Accuracy:	



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 15.03.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**