




## Qualitätszertifikat / Certificate of performance

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Cat. No.</b><br><b>3.670.005</b>  | Volumetric flasks<br>Messkolben  |  |
| Batch No. 34/2011  | Code: 73020  |   |
| Testvolumen<br>Test volume: 50.0000 ml   | Variationskoeffizient<br>Coefficient of variation: 0.0148 %  |  |
| Toleranz<br>Tolerance: 0.0600 ml   | Richtigkeit<br>Accuracy: -0.0029 %   |   |
| <small>                     Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042<br/>                     These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042                 </small> |  |   |
| Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE  |  | Datum / Date: 14.09.2011  |
| Prüfer / Operator: 4   |  |   |
|   | Witeg Labortechnik GmbH<br>Am Bildacker 16<br>97877 Wertheim<br>Tel: +49 9342 93010<br><a href="http://www.witeg.de">http://www.witeg.de</a> | <b>ISO 9001<br/>                 CERTIFIED</b>                                      |