

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.670.025

Volumetric flasks A

Messkolben A




Batch No. 02/2006

Code: 16406

Testvolumen 250.0000 ml Variationskoeffizient 0.0110 %
 Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.1500 ml Richtigkeit 0.0142 %
 Tolerance: Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Precisa 220 M SCS

Prüfer / Operator: Hörtreiter

Datum / Date: 22.03.2006



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**