

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.674.0103


Kontrollmesskolben




Batch No. 14-17

Code: 83274


Testvolumen	97.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0077 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.1500 ml	Richtigkeit	-0.0436 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	100.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0039 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.1000 ml	Richtigkeit	-0.0328 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	103.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0088 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.1500 ml	Richtigkeit	-0.0239 %
Tolerance:		Accuracy:	



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 05.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**