

## Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**

**3.674.1010**

Kontrollmesskolben



Batch No. 14-17

Code: 83276

Testvolumen / Test volume: 990.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 990.1948 ml  
Toleranz / Tolerance: 0.5000 ml

Testvolumen / Test volume: 1000.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 1000.1477 ml  
Toleranz / Tolerance: 0.4000 ml

Testvolumen / Test volume: 1010.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 1010.0605 ml  
Toleranz / Tolerance: 0.5000 ml

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 1042.  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 1042.

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 05.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**