

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**24.338.12**

Volumetric  
pipettes

Vollpipetten




**DURAN GROUP**  
magic of precision

Batch No. 3314

Code: 80998

Testvolumen Test volume:	20.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0170 %
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0315 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 20.08.2014



DURAN

DURAN Group GmbH  
Otto-Schott-Str. 21  
D-97877 Wertheim  
www.duran-group.com

**ISO 9001  
CERTIFIED**