

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.510.011 BL

Messpipetten AS

Graduated pipettes,
measuring AS




Batch No. 05-17

Code: 83082


Testvolumen 0.1000 ml Variationskoeffizient 0.7763 %
 Test volume: 0.1000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0060 ml Richtigkeit -0.7400 %
 Tolerance: 0.0060 ml Accuracy:




Testvolumen 0.0600 ml Variationskoeffizient 0.7445 %
 Test volume: 0.0600 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0060 ml Richtigkeit -2.0333 %
 Tolerance: 0.0060 ml Accuracy:



Testvolumen 0.0200 ml Variationskoeffizient 2.1660 %
 Test volume: 0.0200 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0060 ml Richtigkeit -7.4500 %
 Tolerance: 0.0060 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 44

Datum / Date: 07.02.2017



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**