

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**

**3.510.101 W**

Messpipette


Grad.Pipettes



Batch No. 40-16


Code: 82841

Testvolumen 1.0000 ml Variationskoeffizient 0.2108 %  
 Test volume: Coefficient of variation:




Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit -0.0010 %  
 Tolerance: Accuracy:

Testvolumen 0.6000 ml Variationskoeffizient 0.1522 %  
 Test volume: Coefficient of variation:



Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit 0.3850 %  
 Tolerance: Accuracy:

Testvolumen 0.2000 ml Variationskoeffizient 0.5844 %  
 Test volume: Coefficient of variation:



Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit 0.3900 %  
 Tolerance: Accuracy:

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835  
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 25.10.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
 Am Bildacker 16  
 97877 Wertheim  
 Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
 CERTIFIED**