

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.510.202 BL

Grad. pipettes, measure AS Messpipetten AS




Batch No. 42-15

Code: 82104


Testvolumen 2.0000 ml Variationskoeffizient 0.0986 %
 Test volume: 2.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0100 ml Richtigkeit -0.1243 %
 Tolerance: 0.0100 ml Accuracy:




Testvolumen 1.2000 ml Variationskoeffizient 0.1154 %
 Test volume: 1.2000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0100 ml Richtigkeit -0.3883 %
 Tolerance: 0.0100 ml Accuracy:



Testvolumen 0.4000 ml Variationskoeffizient 0.2952 %
 Test volume: 0.4000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.0100 ml Richtigkeit -0.2350 %
 Tolerance: 0.0100 ml Accuracy:




Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 20.10.2015



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**