






# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

<b>Cat. No.</b> <b>3.510.510 BL</b>		Messpipetten	Grad. pipettes, measure	
Batch No. 12-16		Code: 82386		
Testvolumen Test volume:	5.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0501 %	
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1513 %	
Testvolumen Test volume:	3.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1551 %	
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.1995 %	
Testvolumen Test volume:	1.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.2019 %	
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.2755 %	
<small>Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835</small>				
Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE		Datum / Date: 31.03.2016		
Prüfer / Operator: 9				
	Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 <a href="http://www.witeg.de">http://www.witeg.de</a>			<b>ISO 9001 CERTIFIED</b>