

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**

**3.510.810**

Graduated pipettes,  
measuring AS

Messpipetten AS




Batch No. 40-16

Code: 82894


Testvolumen 20.0000 ml Variationskoeffizient 0.0777 %  
 Test volume: 20.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.1000 ml Richtigkeit -0.0491 %  
 Tolerance: 0.1000 ml Accuracy:




Testvolumen 12.0000 ml Variationskoeffizient 0.1286 %  
 Test volume: 12.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.1000 ml Richtigkeit 0.1069 %  
 Tolerance: 0.1000 ml Accuracy:



Testvolumen 4.0000 ml Variationskoeffizient 0.1739 %  
 Test volume: 4.0000 ml Coefficient of variation:

Toleranz 0.1000 ml Richtigkeit 0.0949 %  
 Tolerance: 0.1000 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835  
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 14.11.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
 Am Bildacker 16  
 97877 Wertheim  
 Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
 CERTIFIED**