

# Qualitätszertifikat / Certificate of performance

**Cat. No.**  
**3.515.051**

Messpipetten AS


Graduated pipettes,  
measuring AS




Batch No. 31-16

Code: 82673


Testvolumen	0.5000 ml	Variationskoeffizient	0.1984 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.0050 ml	Richtigkeit	-0.2540 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	0.3000 ml	Variationskoeffizient	0.2799 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.0050 ml	Richtigkeit	-0.5533 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	0.1000 ml	Variationskoeffizient	0.6437 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	0.0050 ml	Richtigkeit	-0.6900 %
Tolerance:		Accuracy:	



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835  
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 17.08.2016



Witeg Labortechnik GmbH  
Am Bildacker 16  
97877 Wertheim  
Tel: +49 9342 93010  
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001  
CERTIFIED**