

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.517.051

Messpipetten AS


Graduated pipettes,
measuring AS




Batch No. 33-16

Code: 82681


Testvolumen 0.5000 ml Variationskoeffizient 0.1723 %
 Test volume: 0.5000 ml Coefficient of variation:
 Toleranz 0.0050 ml Richtigkeit -0.2240 %
 Tolerance: 0.0050 ml Accuracy:



Testvolumen 0.3000 ml Variationskoeffizient 0.2775 %
 Test volume: 0.3000 ml Coefficient of variation:
 Toleranz 0.0050 ml Richtigkeit -0.5733 %
 Tolerance: 0.0050 ml Accuracy:



Testvolumen 0.1000 ml Variationskoeffizient 0.5416 %
 Test volume: 0.1000 ml Coefficient of variation:
 Toleranz 0.0050 ml Richtigkeit -1.0000 %
 Tolerance: 0.0050 ml Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
 These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 19.08.2016



Witeg Labortechnik GmbH
 Am Bildacker 16
 97877 Wertheim
 Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
 CERTIFIED**