

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.535.015


Volumetric pipettes AS Vollpipetten AS



Batch No. 26-16

Code: 82603

Testvolumen	1.5000 ml	Variationskoeffizient	
Test volume:		Coefficient of variation:	0.0980 %
Toleranz	0.0100 ml	Richtigkeit	
Tolerance:		Accuracy:	0.0560 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 14.07.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**