

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.535.200

Volumetric pipettes AS Vollpipetten AS



Batch No. 0415

Code: 81405

Testvolumen / Test volume: 20.0000 ml Messergebnis / Measured volume: 20.0064 ml


Toleranz / Tolerance: 0.0300 ml

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835.
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 02.03.2015



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**