

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
24.338.24

Volumetric
pipettes

Vollpipetten




DURAN GROUP
magic of precision

Batch No. 2713

Code: 80182

Testvolumen Test volume:	100.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0235 %
Toleranz Tolerance:	0.0800 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0259 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 648
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 648

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 11.07.2013



DURAN Group GmbH
Otto-Schott-Str. 21
D-97877 Wertheim
www.duran-group.com

**ISO 9001
CERTIFIED**